

ЗАО «Центр компьютерной томографии»

# Инструкция по просмотру изображений из облака

Иркутск, 2023

Для скачивания снимков DICOM-изображение необходимо открыть ссылку, полученной на электронную почту (Рисунок 1).




Рисунок 1. Пример электронного письма.

Откроется форма подтверждения личности пациента. В указанную форму необходимо ввести **Фамилия** и **Дату рождения** пациента, который проходил данное обследование далее нажать «Скачать исследование» (Рисунок 2).

Сервис загрузки исследований из облака  
ЗАО "Центр компьютерной томографии"

### Облачное хранение медицинских исследований

Для скачивание исследования необходимо подтвердить Вашу личность. Заполните данные о пациенте, которые проходил исследование.

**Сведения об исследовании**  
Дата исследования: 28.11.2023  
Обследование: МРТ Пояснично-крестцовый отдел позвоночника

**Идентификация пациента**

Фамилия пациента

Дата рождения пациента

[Скачать исследование](#)

Если по каким либо причинам получить доступ не получается - обратитесь по телефону +7(3952)500-557 для уточнения информации.

Рисунок 2. Форма подтверждения пациента

Если данные указаны верно – откроется форма с ссылкой для скачивания архива со DICOM-изображениями и программой для просмотра данных изображений (Рисунок 3).

## Облачное хранение медицинских исследований

Для скачивания исследования необходимо подтвердить Вашу личность. Заполните данные о пациенте, которые проходил исследование.

### Ссылка для скачивания

Для загрузки нажмите на **Скачать**

Если по каким либо причинам получить доступ не получается - обратитесь по телефону +7(3952)500-557 для уточнения информации.

Рисунок 3. Ссылка для скачивания архива.

Если данные были введены неверно – появится сообщение «Данные не совпадают» (Рисунок 4).

Данные не совпадают.

Рисунок 4. Сообщений о несоответствии данных пациента

Скаченный архив следует распаковать в папку. Действия будут зависеть от установленного программного обеспечения:

1. **Проводник Windows** - Чтобы распаковать всю папку, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть меню с пунктом «**Извлечь все**», и следуйте инструкциям.
2. **WinRAR** - Чтобы распаковать всю папку, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть меню с пунктом «Извлечь в папку «**НАЗВАНИЕ ФАЙЛА**»» (Extract to «**НАЗВАНИЕ ФАЙЛА**») (Рисунок 5).




Рисунок 5. Распаковка с помощью WinRAR

3. **7Zip** - Чтобы распаковать всю папку, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть меню с пунктом «Извлечь в папку «**НАЗВАНИЕ ФАЙЛА**»» (Extract to «**НАЗВАНИЕ ФАЙЛА**») (Рисунок 6).




Рисунок 6. Распаковка с помощью 7Zip

Далее открыть папку, запустить файл «Start\_Win.exe» (Рисунок 7)




Рисунок 7. Запуск программы для просмотра DICOM-изображений

Альтернативный способ просмотра изображений, если по каким-либо причинам программа не открывается – сайт <https://www.imaios.com/en/imaios-dicom-viewer>. Для просмотра достаточно перенести архив в окно с надписью «*Drag and drop files here*» или нажать кнопку «*Import a file*» (Рисунок 8).




Рисунок 8. Веб-версия программы для просмотра DICOM